


Методы нанесения: DTF-трансфер, шелкография, термотрансфер, вышивка (max 250x250 мм).

Масштаб 1:10



Масштаб 1:10





\* Минимальная толщина линий для 3D-Трансфера не менее 2мм

\* Минимальная толщина линий для Флекстрана не менее 1 мм

на внутренней стороне спинки

Масштаб 1:5



50\*50 мм

Масштаб: 1:1

Масштаб 1:10

Внимание: на размерах менее размера L края изображения максимального поля могут уходить в подмышки. Просим учитывать это при расположении макета!